



上海源叶生物科技有限公司
 Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
 电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
 网址: www.shyuanye.com
 邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: Ac-CoA Synthase Inhibitor1
产品别名: Ac-CoA Synthase Inhibitor1

生物活性:																									
Description	Ac-CoA Synthase Inhibitor1 is an anti-virus agent.																								
In Vitro	Ac-CoA Synthase Inhibitor1 inhibits the respiratory syncytial virus (RSV)[1].																								
Solvent&Solubility	<p>In Vitro:</p> <p>DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.60 mM)</p> <p>* "≥" means soluble, but saturation unknown.</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Preparing</th> <th>Solvent</th> <th>Mass</th> <th rowspan="2">1 mg</th> <th rowspan="2">5 mg</th> <th rowspan="2">10 mg</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Concentration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Stock Solutions</td> <td>1 mM</td> <td></td> <td>2.4360 mL</td> <td>12.1800 mL</td> <td>24.3599 mL</td> </tr> <tr> <td>5 mM</td> <td></td> <td>0.4872 mL</td> <td>2.4360 mL</td> <td>4.8720 mL</td> </tr> <tr> <td>10 mM</td> <td></td> <td>0.2436 mL</td> <td>1.2180 mL</td> <td>2.4360 mL</td> </tr> </tbody> </table>	Preparing	Solvent	Mass	1 mg	5 mg	10 mg	Concentration		Stock Solutions	1 mM		2.4360 mL	12.1800 mL	24.3599 mL	5 mM		0.4872 mL	2.4360 mL	4.8720 mL	10 mM		0.2436 mL	1.2180 mL	2.4360 mL
	Preparing		Solvent	Mass				1 mg	5 mg		10 mg														
		Concentration																							
	Stock Solutions	1 mM		2.4360 mL	12.1800 mL	24.3599 mL																			
5 mM			0.4872 mL	2.4360 mL	4.8720 mL																				
10 mM			0.2436 mL	1.2180 mL	2.4360 mL																				
<p>*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。</p> <p>储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。</p> <p>In Vivo:</p> <p>请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:</p> <p>——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶</p> <p>1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline</p> <p>Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀, 向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。</p> <p>2.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→ 90% (20% SBE-β-CD in saline)</p> <p>Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液中, 混合均匀。</p> <p>3.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO →90% corn oil</p> <p>Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (6.09 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。</p>																									
References	[1]. Bill Severson, et al. Anti-viral treatment and assay to screen for anti-viral agent. WO 2011097607 A1																								